

*tBioMag*TM Circulating DNA Extraction Kit
Short Protocol - 1 mL Plasma/Serum
(very short fragment DNA)



پروتکل استخراج از ۱ میلی لیتر سرم/پلازما (برای جداسازی قطعات بسیار کوچک DNA)

برای استخراج cfDNA از یک میلی لیتر پلازما یا سرم در این پروتکل به ایزوپروپانل مطلق (۱۰۰٪) نیاز می باشد که در محتوای کیت نیست و باید جداگانه تهیه شود.

قبل از شروع:

- انکوباتور را بر روی ۶۰ درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
- بافر 2 CFDW را طبق دستورالعمل آماده سازی مواد در صفحه ۴ کتابچه راهنما آماده کنید.
- تیوب حاوی tBioBead CF را قبل از استفاده شیک و یا ورتکس کنید تا به طور کامل یکنواخت شوند.

پروتکل:

۱- مقدار ۱ میلی لیتر پلازما یا سرم را به یک لوله ی ۱۵ میلی لیتری اضافه کنید.

نکته مهم: اگر مقدار سرم یا پلازما کمتر از ۱ میلی لیتر است، با اضافه کردن بافر CFDE حجم آن را به ۱ میلی لیتر برسانید.

۲- مقدار ۱۵ میکرو لیتر پروتئیناز K به لوله اضافه کنید.

۳- مقدار ۶۷ میکرو لیتر از بافر CFDL اضافه کنید.

۴- با ورتکس کردن لوله در حد اکثر سرعت، محتوای آن را به خوبی مخلوط کنید.

۵- لوله را در ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت ۲۰ دقیقه انکوبه کنید.

نکته مهم: هر ۱۰ دقیقه یکبار لوله را ورتکس کنید و یا از انکوباتور شیکردار استفاده کنید.

۶- لوله را از انکوباتور خارج و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق قرار دهید.

نکته مهم: این مرحله بسیار اهمیت دارد تا دمای نمونه کاهش یافته و به دمای اتاق برسد.

۷- بافر CFDB را با توجه به جدول زیر به نمونه اضافه کنید:

مقدار کل به ازای هر نمونه ی پلازما	ایزوپروپانل مطلق	مقدار بافر CFDB	پروتکل ۱ میلی لیتر پلازما
2 mL	1 mL	1 mL	قطعات کوچک
2 mL	0.5 mL	1.5 mL	قطعات کوچک (بهبود عملکرد)
2 mL	-	2 mL	قطعات کوچک (بهترین عملکرد)

*tBioMag*TM Circulating DNA Extraction Kit
Short Protocol - 1 mL Plasma/Serum
(very short fragment DNA)



- ۸- نمونه را با حداکثر سرعت و به مدت ۳۰ ثانیه ورتکس کنید.
- ۹- مقدار ۱۰ میکرو لیتر tBioBead CF به نمونه اضافه کنید. نمونه را با سر و ته کردن لوله حداقل ۱۰ بار به خوبی مخلوط کنید.
- ۱۰- نمونه را به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده و به طور مداوم مخلوط کنید. مخلوط کردن در این مدت ۱۰ دقیقه باید یا با شیکر و یا باراکر انجام شود.

نکته مهم: به هیچ عنوان از ورتکس استفاده نکنید زیرا با تشکیل کف، موجب کاهش اثربخشی استخراج می شود. سرعت مخلوط کردن در شیکر و یا راکر باید به گونه ای تنظیم شود که ذرات مگنتیک در محلول باقی مانده و رسوب نکنند.

- ۱۱- مقدار ۱ میلی لیتر از لیزت را به یک لوله ی ۱/۵ میلی لیتری منتقل کنید.
- ۱۲- لوله را بر روی رک مگنتیک قرار دهید تا ذرات مگنت از محلول جدا شده و به جدار لوله جذب شوند. تا زمانی که محلول کاملاً شفاف شود، صبر کنید.
- ۱۳- درب لوله را بدون خارج کردن لوله از رک مگنتیک باز کرده و محلول شفاف شده را با پیپت خارج و دور بریزید. مراقب باشید تا ذرات مگنتیک متصل به جداره لوله را لمس نکنید.
- ۱۴- بدون برداشتن لوله از روی رک مگنتیک، باقیمانده لیزت از مرحله ۱۰ را به لوله ی ۱/۵ میلی لیتری مرحله ی قبل منتقل کنید و تا زمانی که محلول کاملاً شفاف شود، صبر کنید.
- ۱۵- درب لوله را بدون خارج کردن لوله از رک مگنتیک باز کرده و محلول شفاف شده را با پیپت خارج و دور بریزید. مراقب باشید تا ذرات مگنتیک متصل به جداره لوله را لمس نکنید.
- ۱۶- مقدار ۵۰۰ میکرو لیتر بافر 1 CFDW به نمونه اضافه کنید و لوله ی حاوی ذرات مگنتیک را از روی رک بردارید.
- ۱۷- ذرات مگنتیک را به مدت ۲ دقیقه با ورتکس یکنواخت کنید.

نکته مهم: برای بهترین نتیجه، ضروری است که ذرات مگنتیک در این مرحله به خوبی یکنواخت شوند.

- ۱۸- لوله را بر روی رک مگنتیک قرار دهید تا ذرات مگنت از محلول جدا شده و به جدار لوله جذب شوند. تا زمانی که محلول کاملاً شفاف شود، صبر کنید.
- ۱۹- درب لوله را بدون خارج کردن لوله از رک مگنتیک باز کرده و محلول شفاف شده را با پیپت خارج و دور بریزید. مراقب باشید تا ذرات مگنتیک متصل به جداره لوله را لمس نکنید.
- ۲۰- مراحل ۱۵ تا ۱۸ را (شستشو با بافر 1 CFDW) تکرار کنید.
- ۲۱- مقدار ۵۰۰ میکرو لیتر بافر 2 CFDW به لوله اضافه کنید.
- ۲۲- ذرات مگنتیک را به مدت ۲ دقیقه با ورتکس یکنواخت کنید.
- ۲۳- لوله را بر روی رک مگنتیک قرار دهید تا ذرات مگنت از محلول جدا شده و به جدار لوله جذب شوند. تا زمانی که محلول کاملاً شفاف شود، صبر کنید.
- ۲۴- درب لوله را بدون خارج کردن لوله از رک مگنتیک باز کرده و محلول شفاف شده را با پیپت خارج و دور بریزید. مراقب باشید تا ذرات مگنتیک متصل به جداره لوله را لمس نکنید.
- ۲۵- مراحل ۲۰ تا ۲۳ را (شستشو با بافر 2 CFDW) تکرار کنید.

*tBioMag*TM Circulating DNA Extraction Kit
Short Protocol - 1 mL Plasma/Serum
(very short fragment DNA)



- ۲۶- درب لوله را بسته و به مدت ۳۰ ثانیه از روی رک مغنتیک بردارید.
- ۲۷- لوله را مجدداً بر روی رک مغنتیک قرار دهید و تا جذب کامل ذرات مغنتیک به جداره لوله صبر کنید.
- ۲۸- درب لوله را بدون خارج کردن لوله از رک مغنتیک باز کرده و باقیمانده محلول شفاف شده را با پیپت خارج و دور بریزید. مراقب باشید تا ذرات مغنتیک متصل به جداره لوله را لمس نکنید.
- ۲۹- درب لوله را باز گذاشته و به مدت ۲۵ دقیقه صبر کنید تا ذرات مغنتیک کاملاً خشک شوند.
- ۳۰- بدون برداشتن لوله از روی رک مغنتیک، مقدار ۳۰ تا ۶۰ میکرو لیتر بافر CFDE به لوله اضافه کنید. درب لوله را بسته و آن را از روی رک مغنتیک بردارید.
- ۳۱- لوله را به مدت ۵ دقیقه ورتکس کنید.
- ۳۲- لوله را بر روی رک مغنتیک قرار دهید تا ذرات مغنتیک جدا شده و به جدار لوله جذب شوند. تا زمانی که محلول کاملاً شفاف شود، صبر کنید.
- ۳۳- محلول شفاف حاوی ccfDNA را به یک لوله ۱/۵ میلی لیتری منتقل کنید.
- ۳۴- نمونه را در ۲۰- درجه سانتیگراد ذخیره کنید.